

Lactate SCOUT



Ficha técnica

Nombre del Lactómetro:	Lactate SCOUT
Rango de medición:	0,5 - 25 mmol/L
Volumen de la muestra:	0,5 µL
Tipo de muestra:	Sangre capilar, del lóbulo de la oreja o yema de los dedos
Tiempo de medición:	15 segundos
Coefficiente de variabilidad:	3 - 8% dependiendo de la concentración
Tipo de sensor:	Tira reactiva desechable
Opciones de medición:	Medición simple y medición de prueba escalonada
Lectura:	Lactato, ID de la memoria, fecha/hora, tipo de medición y temperatura
Memorias:	250 memorias
Display:	Display LC con múltiples parámetros
Navegación:	Botón - Perilla de control
Interfase:	RS 232 C (exclusivamente adaptador SensLab PC)
Baterías:	2 baterías tipo AAA/LR03 de 1.5 V
Calibración:	Con el código de la tira reactiva (este se fija con ayuda de la perilla de control)
Control de funcionamiento:	Chequeo automático de funciones, opción a prueba con solución de control
Tamaño (L x A x A):	91 x 55 x 24 mm
Peso:	aproximadamente 80g (incluyendo baterías)



Distribuidor exclusivo para México
SPOFITEC S.A. de C.V.
Calle Teya 219, Frac. Jardines del Ajusco
C.P. 14200, México
Tel.- ++ 52 55 56312600
Fax.- ++ 52 55 56312628
www.spofitec.com.mx
info@spofitec.com.mx